

F1-AS 260 Intraoralscanner

Offenes System

Anbindungsmöglichkeiten
an alle offenen
CAD/CAM-Strecken
möglich

Verbesserte Technologie

Scannen des gesamten Bogens in
unter einer Minute mit einer Scan-
genauigkeit von 20µm

Benutzerfreundlich

Eine Scan-Software,
die Sie führt – einfacher
war es noch nie!

Design und Komfort

Überarbeitetes Design für
angenehmeres Handling im
Praxisalltag

Tiefenschärfe

19 mm

Große Leistung – kleiner Preis

Beeindruckendes Preis-
Leistungs-Verhältnis und
keine versteckten Gebühren

Abnehmbares Kabel

Austauschen schnell und
einfach möglich.



ic med GmbH

Walther-Rathenau-Str. 4 | 06116 Halle/Saale
Tel. (0345) 298419-0 | Fax: (0345) 298419-60
E-Mail: info@ic-med.de
www.ic-med.de

F1 Zentrale Süd-Ost

Neureutstr. 11 | 75210 Keltern-Dammfeld
Tel. (07231) 28018-0 | Fax: (07231) 28018-18
E-Mail: deutschland@f1-dentalsysteme.de
www.f1-dentalsysteme.de

F1 Zentrale Nord-West

Breidenbrucher Str. 10a | 51674 Wiehl-Bomig
Tel. (02261) 8074-00 | Fax: (02261) 8074-01
E-Mail: info@f1-dentalsysteme.de
www.f1-dentalsysteme.de

F1-AS 260 Intraoralscanner

Erster
Scanner
mit
DirectIP



- Ich interessiere mich für eine Live-Vorführung. Bitte kontaktieren Sie mich.
- Ich habe Interesse am Kauf eines F1-Scanners AS 260. Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot.

Praxisname:

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bemerkungen (optional):

Datum

Unterschrift

- Leichtgewicht unter den Scannern
- Kein Netzteil nötig, lediglich eine direkte USB 3.0-Verbindung sorgt für die Stromversorgung
- Einfach einsetzbar, optional mit Cart
- Schlankes, kompaktes Design für angenehmes Handling im Praxisalltag
- Einfacher Export in verschiedene Datenformate (STL, PLY)
- Lebenslang kalibrierungsfrei bei fachgerechter Nutzung
- Einzigartiger Anti-Schock-Sensor

ic med GmbH
Walther-Rathenau-Str. 4 | 06116 Halle/Saale
Tel. (0345) 298419-0 | Fax: (0345) 298419-60
E-Mail: info@ic-med.de
www.ic-med.de

F1 Zentrale Süd-Ost
Neureutstr. 11 | 75210 Keltern-Dammfeld
Tel. (07231) 28018-0 | Fax: (07231) 28018-18
E-Mail: deutschland@f1-dentalsysteme.de
www.f1-dentalsysteme.de

F1 Zentrale Nord-West
Breidenbrucher Str. 10a | 51674 Wiehl-Bomig
Tel. (02261) 8074-00 | Fax: (02261) 8074-01
E-Mail: info@f1-dentalsysteme.de
www.f1-dentalsysteme.de